

# ARDESTO

## ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР

Інструкція з експлуатації

## ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР

Инструкция по эксплуатации

## PORTABLE IRRIGATOR

Instruction manual

UA

RU

EN

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання пристрою та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования устройства и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference.



### POI-H350W

## **ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Під час використання електричних пристроїв, особливо якщо поруч є діти, необхідно дотримуватися основних заходів безпеки.

## **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

### **УВАГА!**

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом:

Не торкайтеся зарядного пристрою мокрими руками. Не кладіть і не кидайте зарядний пристрій у воду або іншу рідину.

Перед першим використанням перевірте кабель зарядного пристрою на наявність пошкоджень.

Використовуйте цей іригатор тільки відповідно до цієї інструкції або рекомендацій стоматолога.

Використовуйте тільки рекомендовані виробником насадки та аксесуари.

Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою.

Уникайте контакту зарядного пристрою та кабелю з гарячими поверхнями.

Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі та в місцях із підвищеним вмістом кисню або там, де використовуються аерозолі (спреї).

Не використовуйте разом із цим пристроєм йод, фізіологічний розчин (розчин солі) або нерозчинні у воді концентровані ефірні масла. Їх використання може знизити продуктивність і скоротити термін служби пристрою, а також призвести до втрати гарантії.

Наповнюйте резервуар тільки водою або розчином, рекомендованим стоматологом.

Перед використанням пристрою вийміть усі прикраси або предмети з порожнини рота.

Не використовуйте пристрій за наявності відкритих ран на язичку або в роті.

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

**Щоб знизити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травм:**

Не підключайте пристрій до мережі, напруга в якій відрізняється від напруги, зазначеної на пристрої або зарядному пристрої. Пристрій має отримувати живлення лише від безпечної наднизької напруги відповідно до маркування на пристрої. В іншому випадку це може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.

Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно. Не використовуйте пристрій, якщо в нього пошкоджені кабель або вилка, якщо він працює зі збоями, пошкоджений або впав у воду. Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр. У разі пошкодження шнура живлення його треба замінити спеціальним шнуром чи комплектом, наданим виробником чи сервісною службою.

Не спрямовуйте струмінь води під язик, у вухо, ніс або інші делікатні ділянки. Цей пристрій створює тиск, що може призвести до серйозних пошкоджень цих зон.

Якщо вам необхідно пройти премедикацію антибіотиками перед стоматологічними процедурами, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед ви-

користанням цього пристрою або будь-якого іншого засобу для гігієни порожнини рота.

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду. Стежте, щоб діти не гралися з пристроєм.

**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**


## КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- \* Іригатор
- \* 7 насадок
- \* Бокс для зберігання насадок
- \* Сумка для перевезення
- \* USB кабель
- \* Адаптер
- \* Інструкція користувача (містить гарантійний талон)

## ОПИС ПРИЛАДУ

Модель	POI-H350W	Вхідна напруга	5 В (1 А)
Матеріал	АБС-пластик, полікарбонат	Ємність акумулятора	2500 мА-год
Робоча потужність	21 Вт	Тиск води	0,28-0,96 МПа
Час заряджання	4-5 годин	Клас водонепроникності	IPX7
Ємність резервуара для води	300 мл	Тип подачі струменя	Імпульсний

## СХЕМА ПРИСТРОЮ



- ❶ Насадка
- ❷ Основа насадки, що обертається
- ❸ Кнопка живлення
- ❹ Кнопка вибору режиму
- ❺ Індикатори режимів
- ❻ Індикатор заряджання
- ❼ Кнопка зняття насадки
- ❽ Зарядний порт
- ❾ Кнопка зняття резервуара
- ❿ Кришка резервуара для води
- ⓫ Резервуар для води

## Насадки різних типів:



Очищувач для язика x1



Ортодонтитична x1



Пародонтологічна x1



Класична x2




Зубна щітка x1



Для носа x1


## ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



У комплект входить зарядний пристрій змінного/ постійного струму. Також іригатор заряджається за допомогою пристроїв із живленням від USB 5 В, як-от смартфон, ноутбук, настінний зарядний пристрій USB тощо. Індикатор заряджання на ручці блиматиме під час заряджання та світлитиметься постійно, коли пристрій буде повністю заряджений. Повне заряджання займає 4-5 годин.

## НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Підніміть кришку резервуара й наповніть резервуар теплою водою.



## ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДОК

Вставте насадку по центру у верхній частині ручки іригатора. Натисніть на насадку, поки вона не зафіксується на місці. Щоб зняти насадку з ручки, натисніть кнопку зняття насадки та зніміть насадку з ручки.



**УВАГА! Не натискайте кнопку зняття насадки під час роботи пристрою.**

## **РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ**

Ви можете відрегулювати тиск, натиснувши кнопку вибору режиму на ручці іригатора. Почніть із найнижчого значення та збільшуйте його в міру необхідності.

## **ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ**

Вимкніть пристрій. Злийте всю рідину, що залишилася в резервуарі.

## **ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК**

### **Стандартна (класична) насадка**

Підійдіть до раковини та спрямуйте струмінь до зубів і ясен. Посуньте перемикач вгору, щоб увімкнути подачу води. Злегка відкрийте рот, щоб вода стікала в раковину. Спрямуйте струмінь води під кутом 90 градусів до зубів по лінії ясен. Повільно переміщайте насадку по лінії ясен, періодично зупиняючись біля міжзубних просторів.

### **Пародонтологічна насадка**

Розмістіть м'який наконечник під кутом 45 градусів до зубів і акуратно помістіть насадку під лінію ясен, а потім вставте в пародонтальну кишеню. Увімкніть іригатор, встановивши мінімальний тиск, і продовжуйте рухатися вздовж лінії ясен, поки не будуть оброблені всі пародонтальні кишені.

### **Ортодонтична насадка**

Ортодонтична насадка призначена для очищення важкодоступних ділянок навколо брекетів, коронок,

мостовидних протезів та імплантатів. Спрямуйте струмінь води під кутом 90 градусів до зубів по лінії ясен, починаючи з останнього корінного зуба (заднього зуба). Повільно переміщайте насадку по лінії ясен, періодично зупиняючись, щоб щетинки могли очистити області між зубами та навколо ортодонтичних скоб. Повторюйте дії до завершення циклу чищення.

### **Скребок для язика**

Нахиліть голову над раковиною. Увімкніть іригатор і акуратно розмістіть скребок по центру язика, спочатку встановивши невеликий тиск води, а потім поступово збільшуючи його в міру необхідності.

### **Зубна щітка**

Гібридний пристрій (іригатор з насадкою «зубна щітка») діє як автоматична зубна щітка. Її можна використовувати як зі звичайною антибактеріальною пастою, так і без неї. Для одночасної чистки зубів і іригації.

У складі комплексних заходів на першому етапі передбачена стандартна процедура чищення зубів за допомогою щітки і антибактеріальної пасти. Тільки після цього можливе підключення системи іригації. На цьому етапі допускається почергове використання різних видів насадок. Вибір моделей і порядок дій визначаються кількістю і складністю наявних стоматологічних проблем.



## **Класична насадка для носа**

Перед процедурою промивання носа необхідна консультація вашого лікуючого лор-лікаря стосовно вашого конкретного випадку. Є протипоказання.

Промивання носоглотки за допомогою іригатора займає менше 1 хвилини. Зручно поєднувати його зі щоденним чищенням зубів. Доцільно виконувати промивання носа і відразу після повернення з місць, де існує високий ризик підхопити вірусні інфекції (бактеріальне середовище).

Для виконання процедури необхідно:

- Встановити регулятор тиску струменя іригатора на мінімальні значення - півтора або двійка на шкалі ділення. Включити іригатор.
- Схилитися над раковиною і повернути голову в одну сторону. До ніздрі, яка виявилася вище, докласти назальну насадку і включити подачу розчину на ручці іригатора. Рідина при цьому буде витікати з нижньої ніздрі.
- Після іригації першої ніздрі необхідно висякатися. Потім потрібно поміняти положення голови і подати розчин в іншу ніздрю.
- Після закінчення потрібно добре висякатися, щоб видалити залишки розчину для промивання і слизу.
- Вимкнути іригатор.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Резервуар для води протікає	Зносилася ущільнювальне кільце	Замініть ущільнювальне кільце
Низький тиск води	Низький рівень заряду акумулятора	Зарядіть пристрій
	Блокування насадки	Замініть насадку
Іригатор працює протягом короткого періоду часу навіть одразу після заряджання	Закінчився термін служби акумулятора	Зверніться в авторизований сервісний центр
	Пошкоджено зарядний кабель	Замініть зарядний кабель
	Зламався адаптер	Замініть адаптер
Мотор видає звуки, але немає подачі води	Блокування насадки	Замініть насадку
	Зміщення всмоктуючого клапана	Не вимикайте пристрій, залийте воду в отвір, у який вставляються насадки
Мотор не видає звуки	Низький рівень заряду акумулятора (пристрій не використовувався більше 3 місяців)	Заряджайте акумулятор протягом 16 годин
Пристрій раптово припиняє роботу	Спрацював захист від перегрівання (безперервне використання 5 резервуарів із водою з максимальним тиском)	Перезапустіть пристрій через 2 години

**Примітка:** перегрівання пристрою може призвести до припинення його роботи під час використання; вимкніть пристрій, дайте йому охолонути протягом 2 годин, а потім перезапустіть.


Якщо вам не вдалося усунути проблему за допомогою перерахованих вище методів, зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр.

Під час першого використання пристрою або при тривалому його невикористанні може виникнути така ситуація: насадка

не розпилюватиме воду одразу після увімкнення пристрою. Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб вирішити цю проблему:

Вставте насадку й натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

Додайте необхідну кількість води в отвір, куди вставляються насадки.



## ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обов'язково вилийте воду з резервуара та дайте пристрою попрацювати 2-3 секунди після використання. В іншому випадку у воді, що залишилася, можуть накопичуватися бактерії. Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину. За необхідності протріть пристрій м'якою тканиною з використанням неабразивного мийного засобу. Резервуар для води можна мити мильним розчином. Щоб очистити його зсередини, використовуйте щітку або тканину. Дайте резервуару висохнути.

## ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРОМ І УТИЛІЗАЦІЯ

У цьому пристрої використовується літій-іонний акумулятор. Після закінчення терміну служби акумулятора віддайте його на утилізацію відповідно до місцевих або державних вимог у найближчий центр утилізації. Акумулятор не підлягає заміні.



Це маркування свідчить про те, що пристрій заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю, спричиненої неконтрольованою утилізацією відходів, цей пристрій необхідно утилізувати відповідально, щоб забезпечити екологічно безпечне використання матеріальних ресурсів. Щоб здати старий пристрій для безпечної утилізації, зверніться в пункт збору відходів електричного й електронного обладнання або в магазин, де ви придбали пристрій.

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании электрических устройств, особенно если рядом находятся дети, следует соблюдать основные меры безопасности.

## **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **ВНИМАНИЕ!**

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.

Не помещайте и не роняйте зарядное устройство в воду или другую жидкость.

Перед первым использованием проверьте шнур зарядного устройства на наличие повреждений.

Используйте этот ирригатор только в соответствии с данной инструкцией или рекомендациями стоматолога.

Используйте только рекомендованные производителем насадки и аксессуары.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

Избегайте контакта зарядного устройства и кабеля с горячими поверхностями.

Не используйте устройство на открытом воздухе и в местах с повышенным содержанием кислорода или там, где используются аэрозоли (спреи).

Не используйте вместе с этим устройством йод, физиологический раствор (раствор соли) или нерастворимые в воде концентрированные эфирные масла. Их использование может снизить производительность и сократить срок службы устройства, а также привести к потере гарантии.

Заполняйте резервуар только водой или раствором, рекомендованным стоматологом.

Перед использованием устройства выньте все украшения или предметы из полости рта.

Не используйте устройство при наличии открытых ран на языке или во рту.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:**

Не подключайте устройство к сети, напряжение в которой отличается от напряжения, указанного на устройстве или зарядном устройстве. Устройство должно получать питание только от безопасного сверхнизкого напряжения в соответствии с этикетки на устройстве. В противном случае это может привести к повреждению устройства и потере гарантии. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Не используйте устройство, если у него повреждены шнур или вилка, если оно работает со сбоями, повреждено или упало в воду. Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр. В случае повреждения шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, предоставленным производителем или сервисной службой. Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос или другие деликатные участки. Данное устройство создает давление, которое может привести к серьезным повреждениям этих зон.

Если вам необходимо пройти премедикацию антибиотиками перед стоматологическими процедурами, проконсультируйтесь со своим стоматологом

перед использованием данного устройства или любого другого средства для гигиены полости рта. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными физическими и сенсорными или умственными возможностями или с недостаточностью опыта и знаний, если они находятся под постоянным наблюдением или их проинструктировали по безопасному использованию прибора и они понимают возможные опасности. Очистку и обслуживание потребителем не должны осуществлять дети без присмотра. Следите за тем, чтобы дети не игрались с устройством. **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**


### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- \* Ирригатор
- \* 7 насадок
- \* Бокс для хранения насадок
- \* Сумка для перевозки
- \* USB кабель
- \* Адаптер
- \* Инструкция пользователя (содержит гарантийный талон)

### **ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

Модель	POI-H350W	Входное напряжение	5 В (1 А)
Материал	АБС-пластик, поликарбонат	Емкость аккумулятора	2500 мА·ч
Рабочая мощность	21 Вт	Давление воды	0,28-0,96 МПа
Время зарядки	4-5 часов	Класс водонепроницаемости	IPX7
Емкость резервуара для воды	300 мл	Тип подачи струи	Импульсный

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



- 1 Насадка
- 2 Вращающееся основание насадки
- 3 Кнопка питания
- 4 Кнопка выбора режима
- 5 Индикаторы режимов
- 6 Индикатор зарядки
- 7 Кнопка снятия насадки
- 8 Зарядный порт
- 9 Кнопка снятия резервуара
- 10 Крышка резервуара для воды
- 11 Резервуар для воды

## Насадки разных типов:



Очиститель языка x1



Ортодонтическая x1



Пародонтологічна x1



Классическая x2




Зубная щетка x1



Для носа x1


## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



В комплект входит зарядное устройство переменного/постоянного тока. Ирригатор также заряжается с помощью устройств с питанием от USB 5 В, таких как смартфон, ноутбук, настенное зарядное устройство USB и т. п. Индикатор зарядки на ручке будет мигать во время зарядки и будет гореть постоянно, когда устройство будет полностью заряжено. Полная зарядка занимает 4-5 часов.

## НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Поднимите крышку резервуара и наполните резервуар теплой водой.



## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСАДОК

Вставьте насадку по центру в верхней части ручки ирригатора. Надавите на насадку, пока она не зафиксируется на месте. Чтобы снять насадку с ручки, нажмите кнопку снятия насадки и снимите насадку с ручки.





**ВНИМАНИЕ! Не нажимайте кнопку снятия насадки во время работы устройства.**

## **РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ**

Вы можете отрегулировать давление, нажав кнопку выбора режима на ручке ирригатора. Начните с самого низкого значения и увеличивайте его по мере необходимости.

## **ПО ОКОНЧАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Выключите устройство. Слейте всю жидкость, оставшуюся в резервуаре.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК**

### **Стандартная (классическая) насадка**

Подойдите к раковине и направьте струю к зубам и деснам. Сдвиньте переключатель вверх, чтобы включить подачу воды. Слегка приоткройте рот, чтобы вода стекала в раковину. Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам по линии десен. Медленно перемещайте насадку по линии десен, периодически останавливаясь возле межзубных пространств.

### **Пародонтологическая насадка**

Разместите мягкий наконечник под углом 45 градусов к зубам и аккуратно поместите насадку под линию десен, а затем вставьте в пародонтальный карман. Включите ирригатор, установив минимальное давление, и продолжайте двигаться вдоль линии десен, пока не будут обработаны все пародонтальные карманы.

### **Ортодонтическая насадка**

Ортодонтическая насадка предназначена для очищения труднодоступных участков вокруг брекетов, коронок, мостовидных протезов и имплантатов. Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам по линии десен, начиная с последнего коренного зуба (заднего зуба). Медленно перемещайте насадку по линии десен, периодически останавливаясь, чтобы щетинки могли очистить области между зубами и вокруг ортодонтических скоб. Повторяйте действия до завершения цикла чистки.

### **Скребок для языка**

Наклоните голову над раковиной. Включите ирригатор и аккуратно разместите скребок по центру языка, сначала установив небольшое давление воды, а затем постепенно увеличивая его по мере необходимости.

### **Зубная щетка**

Гибридное устройство (ирригатор с насадкой зубная щетка) действует как автоматическая зубная щетка. Ее можно использовать с обычной антибактериальной пастой, так и без нее. Для одновременной чистки зубов и ирригации.

В составе комплексных мероприятий на первом этапе предусмотрена стандартная процедура чистки зубов с помощью щетки и антибактериальной пасты. Только после этого возможно подключение системы ирригации. На этом этапе допускается очередное использование разных видов насадок. Выбор моделей и порядок действий определяются количеством и сложностью имеющихся стоматологических проблем.

## **Классическая насадка для носа**

Перед процедурой промывания носа необходима консультация вашего лечащего лор-врача по вашему конкретному случаю. Имеются противопоказания. Промывание носоглотки при помощи ирригатора занимает менее 1 минуты. Удобно совмещать его с ежедневной чисткой зубов, для того чтобы не забывать про регулярную процедуру. Целесообразно выполнять промывание носа и сразу по возвращению из мест, где существует высокий риск подхватить вирусные инфекции (бактериальная среда).

Для выполнения процедуры необходимо:

- Установить регулятор давления струи ирригатора на минимальные значения - полтора или двойка на шкале деления. Включить ирригатор.
- Склониться над раковиной и повернуть голову в одну сторону. К ноздре, которая оказалась повыше, приложить назальную насадку и включить подачу раствора на ручке ирригатора. Жидкость при этом будет вытекать из нижней ноздри.
- После ирригации первой ноздри необходимо высморкаться. Затем нужно поменять положение головы и подать раствор в другую ноздрю.
- По окончании нужно хорошо высморкаться, чтобы удались остатки промывающего раствора и слизь.
- Выключить ирригатор.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Резервуар для воды протекает	Износилось уплотнительное кольцо	Замените уплотнительное кольцо
Низкое давление воды	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство
	Блокировка насадки	Замените насадку
Ирригатор работает в течение короткого периода времени даже сразу после зарядки	Истек срок службы аккумулятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Поврежден зарядный кабель	Замените зарядный кабель
	Сломался адаптер	Замените адаптер
Мотор издает звуки, но нет подачи воды	Блокировка насадки	Замените насадку
	Смещение всасывающего клапана	Не выключайте устройство, залейте воду в отверстие, в которое вставляются насадки
Мотор не издает звуки	Низкий уровень заряда аккумулятора (устройство не использовалось больше 3 месяцев)	Зарядите аккумулятор в течение 16 часов
Устройство внезапно прекращает работу	Сработала защита от перегрева (непрерывное использование 5 резервуаров с водой с максимальным давлением)	Перезапустите устройство через 2 часа

**Примечание:** перегревание устройства может привести к прекращению его работы во время использования; выключите устройство, дайте ему остыть в течение 2 часов, а потом перезапустите.


Если вам не удалось устранить проблему с помощью перечисленных выше методов, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

При первом использовании устройства или при длительном его неиспользовании может возникнуть следующая ситуация: насадка не будет распылять воду сразу после включе-

ния устройства. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы решить эту проблему:

Вставьте насадку и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Добавьте необходимое количество воды в отверстие, куда вставляются насадки.



## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно вылейте воду из резервуара и дайте устройству поработать 2–3 секунды после использования. В противном случае в оставшейся воде могут скапливаться бактерии. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость. При необходимости протрите устройство мягкой тканью с использованием неабразивного чистящего средства. Резервуар для воды можно мыть мыльным раствором. Чтобы очистить его изнутри, используйте щетку или ткань. Дайте резервуару высохнуть.

## УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ И УТИЛИЗАЦИЯ

В данном устройстве используется литий-ионный аккумулятор. По окончании срока службы аккумулятора отдайте его на утилизацию в соответствии с местными или государственными требованиями в ближайший центр утилизации. Аккумулятор не подлежит замене.



Эта маркировка свидетельствует о том, что устройство запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возможного вреда окружающей среде или здоровью людей, вызванного неконтролируемой утилизацией отходов,

это устройство необходимо утилизировать ответственно, чтобы обеспечить экологически безопасное использование материальных ресурсов. Чтобы сдать старое устройство для безопасной утилизации, обратитесь в пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования или в магазин, где вы приобрели устройство.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

#### **DANGER:**

To reduce the risk of electrocution:

Do not handle charger with wet hands.

Do not place charger in or drop charger into water or other liquid.

Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.

Only use tips and accessories that are recommended by manufacturer.

Do not drop or insert any foreign object into any opening on the product.

Keep charging unit and cord away from heated surfaces.

Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product.

Use of these can reduce performance and will shorten the life of the product. Use of these products may void warranty.

Fill reservoir with water or other dental professional recommended solution only.

Remove any oral jewelry prior to use of this product.

Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.

**WARNING:**

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. The device must only be powered by a safety extra-low voltage as indicated on the label on the device.

Improper voltage will damage product and VOID warranty.

If product is opened/disassembled for ANY reason, warranty is VOID.

Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Please contact authorized service center for help. If the power cord is damaged, it must be replaced with a dedicated cord or kit provided by the manufacturer or service.

Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.

Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.

If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any

other oral hygiene aid.

This device can be used by children over 8 years of age and persons with physical or sensory or mental disabilities or with insufficient experience and knowledge, if they are under constant supervision or instructed in the safe use of the device and they understand the possible dangers. Cleaning and customer service should not be performed by children without supervision.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### **EQUIPMENT:**


- \* Irrigator
- \* 7 nozzles
- \* Nozzles box
- \* Travel bag
- \* USB cable
- \* Adapter
- \* User manual (warranty card is included)

### **APPLIANCE DESCRIPTION**

Model	POI-H350W	Input	5 B (1 A)
Material	ABS, PC	Battery capacity	2500 mAh
Working Power	21 W	Water Pressure Range	40-140 psi
Charging time	4-5 hours	Waterproof level	IPX7
Reservoir capacity	300 ml	Water flow method	Pulsate water



## FITTINGS



- ① Nozzle tip
- ② Tip rotation dial
- ③ Power button
- ④ Mode selection button
- ⑤ Mode indicator lights
- ⑥ Charging indicator light
- ⑦ Tip release button
- ⑧ Charging port
- ⑨ Tank release button
- ⑩ Water tank cap
- ⑪ Water tank

## Various nozzles:



Tongue cleaner x1



Orthodontic x1



Periodontal x1



Classic x2




Toothbrush x1



For the nose x1


## CHARGING UNIT PRIOR TO FIRST USE



This product comes with an AC/DC charger. Also the unit is charge through devices with 5V USB's power capabilities such as mobile phone, lap top, USB power wall charger, etc. The charge indicator on the handle will flash when charging and will stay on continuously when the unit is fully charged. A complete recharge will take 4-5 hours.


## FILLING THE RESERVOIR

Lift flip top on reservoir and fill the reservoir with lukewarm water.



## INSERTING AND REMOVING TIPS

Insert tip into the center of the knob at the top of the Water Flosser handle. Press firmly until the tip clicks into place. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.



**CAUTION: Do not press tip eject button while unit is running.**

## **ADJUSTING THE PRESSURE SETTING**

You can adjust the pressure setting on your Water Flosser by pressing the mode button on the handle. Start with the lowest setting and increase to your liking.

## **WHEN FINISHED**

Turn the unit off. Empty any liquid left in the reservoir.

## **TIP USAGE**

### **Jet Tip (Classic)**

Been over the sink and guide the jet to your teeth and gums, Glide the handle switch up to start the water stream. Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the sink. Direct the stream of water towards the gumline at 90 degrees, so that contact is made where the tooth and gums meet. Manoeuvre the flow of water from tooth to tooth remembering to pause briefly between each tooth.

### **Periodontal Tip**

Place the periodontal tip in contact between teeth and the gumline. Lean the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Start the irrigator by setting it at the lowest pressure and clean by gently following gumline, inserting the periodontal tip in between teeth. Continue tracing along the gumline to massage the gums and safely deliver solution into the gingival pockets below the gumline.

### **Orthodontic Tip**

Use the Orthodontic Tip to simultaneously brush

and rinse hard-to-reach areas around braces, crowns, bridges and implants. Start on the last molar (back tooth). Place tip at 90degree angle to the tooth at the gumline. Gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth and outside of both the upper and lower teeth. Continue process until you have cleaned the inside.

### **Tongue Cleaner Tip**

Lean your head over the sink. Glide the pressure button to the lowest setting. Start the irrigator and place the tongue cleaner at the back of your tongue and move it forward to clean your tongue. Repeat to cover entire tongue. Set the pressure to the lowest setting and adjust to a hinger setting for more water pressure as it feels comfortable.

### **Toothbrush Tip**

The hybrid device (irrigator with toothbrush tip) acts like an automatic toothbrush. It can be used with or without regular antibacterial paste. For the simultaneous brushing of teeth and irrigation. As part of complex measures at the first stage, a standard procedure for brushing teeth with a brush and antibacterial paste is provided. Only then is it possible to connect the irrigation system. At this stage, the alternate use of different types of attachments is allowed. The choice of models and the course of action is determined by the number and complexity of the dental problems present.

## **Standard Nasal Irrigation Tip**

Before the procedure for rinsing the nose, it is necessary to consult your ENT doctor for your specific case. There are contraindications.

Rinsing the nasopharynx with an irrigator takes less than 1 minute. It is convenient to combine it with daily brushing of your teeth. It is advisable to rinse the nose and immediately upon returning from places where there is a high risk of catching viral infections (bacterial environment).

To complete the procedure, you should:

- Set the pressure regulator of the irrigator jet to the minimum value - one and a half or two on the scale of division. Turn on the irrigator.
- Lean over the sink and turn your head to one side. To the nostril, which turned out to be higher, attach a nasal nozzle and turn on the solution supply on the irrigator handle. This will cause fluid to flow out of the lower nostril.
- Blow your nose after irrigating the first nostril. Then you need to change the position of the head and apply the solution to the other nostril.
- At the end, you need to blow your nose well to remove the remnants of the rinsing solution and mucus.
- Switch off the irrigator.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Corrective action
Reservoir leaks	Seal ring is abnormal	Remove the seal ring and reinstall
Low water pressure	Low battery	Recharge the device
	Nozzle head blocks	Replace with new nozzle heads
Lasts only few minutes with full charge	Dead battery	Contact authorized service center
	Defective Charging cord	Try with new charging cable
	Adapter broken	Try with new adapter
Motor makes sound but no water coming out	Nozzle head blocks	Replace with new tips
	Suction valve dislocation	Keep device on, fill water to the hole where nozzle head goes into
Motor doesn't make sound	Low Battery (Keep the device idle for more than 3 month)	Activate the battery by recharging it for 16 hours
Product stopped working suddenly	Overheating protection is activated (continuous use 5 tanks of water with highest pressure)	Restart the device in 2 hours

**Note:** Excessive heat will cause machine to stop when in use, switch off machine, cool for 2 hours and re-start.

**If your problem still hasn't been fixed by above troubleshooting, please kindly contact with authorized service center for help.**

It may occur below situation when first time use this machine or left it unused for a long time: The nozzle head won't spray water immediately after turning on the machine. In this case, please follow below instructions to make it work:

Insert the tip in and press power button to turn on the device.

Add proper amount of water into the place where tips are inserted in.



## MAINTENANCE

Make sure to throw out the water inside the tank, and run the appliance for 2 to 3 seconds to drain the water after usage. Otherwise bacteria could collect in the remaining water. Do not submerge the unit in water or any other liquid. Wipe the exterior when necessary with a soft cloth and mild non-abrasive cleanser. Reservoir may be washed with soapy water. Wash the dirt off from inside using a brush or similar, and wipe off with a cloth. Dry the reservoir when not using for a long period.

## BATTERY / PRODUCT CORRECT DISPOSAL

The unit contains a Lithium battery. At the end of the battery life, please recycle the unit at your nearest recycle center per local or state requirements. The battery is not replaceable.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Умови гарантії:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умов дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією. Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначенням у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недейсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірми-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування ввести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задовolenня претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії продовжується на час ремонту та пересилання.

## Условия гарантии:

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев с момента ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанными в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистом сервисного центра соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке ввести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при пред'явлении верно заполненного гарантийного талона, изделия в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом «О защите прав потребителя». При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

## Warranty conditions:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual.

Service life of the product is 5 years. In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card.

If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by USC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card.

In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.



Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.\*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
  - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
  - механічні пошкодження;
  - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
  - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
  - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
  - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
  - при порушенні пломб встановлених на виробі;
  - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця \_\_\_\_\_

**Авторизований сервісний центр ІП «I-AP-CI»**

**Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна**

**Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12**

**www.erc.ua/service**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН **ARDESTO**

Уважаемый Покупатель! Поздравляем Вас с приобретением прибора торговой марки ARDESTO, который был разработан и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества, и благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно этот прибор.

Просим Вас сохранять талон в течение гарантийного периода. При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона.

1. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона, в котором указаны: модель изделия, дата продажи, серийный номер, срок гарантийного обслуживания, и печати фирмы продавца. \*
2. Срок службы бытовой техники составляет 5 лет.
3. Изделие предназначено для использования в потребительских целях. При использовании изделия в коммерческой деятельности продавец / производитель не несет гарантийных обязательств, сервисное обслуживание выполняется на платной основе.
4. Гарантийный ремонт выполняется в течение срока, указанного в гарантийном талоне на изделие, в уполномоченном сервис-центре на условиях и в сроки, определенные действующим законодательством.
5. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в инструкции с эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - использование не по назначению и не в потребительских целях;
  - механические повреждения;
  - повреждения, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
  - повреждения, вызванные стихийными бедствиями (дождем, ветром, молнией и др.), пожаром, бытовыми факторами (чрезмерная влажность, запыленность, агрессивная среда и др.)
  - повреждения, вызванные несоответствием параметров питания и кабельных сетей государственным стандартам и других подобных факторов;
  - при эксплуатации оборудования в электросети с отсутствующим единым контуром заземления;
  - при нарушении пломб установленных на изделии;
  - отсутствие серийного номера устройства, или невозможности его идентифицировать.
7. Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары, а также фильтры, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов.
8. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.

\* Отрывные талоны на техническое обслуживание предоставляются авторизованным сервисным центром.

Комплектность изделия проверено. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий нет.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

ЧУП «Стратеджик Сервис»  
Минск, пр. Машерова, д. 54, помещение 5Н  
тел.375173472327  
gsm +375291610066  
e-mail dms.by@strategic.md

YURD SERVICE MMC  
Бакиханова ул. 75-79, Азербайджан, Баку  
Сервисные телефоны:  
+994 12 480 33 01; +994 50 417 34 34; +994 55 417 34 34  
Web: www.yurd.az

# WARRANTY CARD

# ARDESTO

Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the ARDESTO brand appliance, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this particular instrument.

**We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.**

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number, warranty service period, and the seller's seal. \*
2. The service life of household appliances is 5 years.
3. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
4. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
5. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
6. The product is removed from warranty service in the following cases:
  - misuse and non-consumer use;
  - mechanical damage;
  - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
  - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
  - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
  - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
  - in case of violation of seals installed on the product;
  - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The warranty does not cover consumables and accessories, as well as filters, shelves, drawers, stands and other containers for storing products.
8. The warranty period is 12 months from the date of sale.

\* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

**The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.**

Customer Signature \_\_\_\_\_

**Elit service :**

**3 petre Kavtaradze str Tbilisi**

**94 gorgiladze street Batumi**

**71 davit guramishvili street Gori**

**73 kostava str Akhaltsikhe**

# Warranty card/Гарантійний талон/Гарантийный талон

Product information/Інформація про виріб/Інформація об изделии

Product/Виріб/Изделие

Model/Модель

Serial number/Серійний номер/Серийный номер

Seller Information/Інформація про продавця/Інформація о продавце

Trade organization name/Назва торгової організації/Название торговой организации

The address/Адреса/Адрес

Date of sale/Дата продажу/Дата продажи

Seller stamp/Штамп продавця/Штамп продавца

## Сoupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавця

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения

## Сoupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавця

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения

## Сoupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Штамп продавця

Date of the application/Дата звернення/Дата обращения

Cause of damage/Причина пошкодження/Причина повреждения

Date of completion/Дата виконання/Дата выполнения